


IV THERAPY
Extension - Lines



輸液用延長チューブ

Lectro-Cath

ビゴン

レクトロ・キャス



Value Life

● PVC フリーの輸液用延長チューブです。

チューブ素材には塩化ビニル樹脂 (PVC) を使用していません。
使用される薬剤における吸着や可塑剤 DEHP の溶出の問題に対応でき、
安全に患者さんに使用していただけます。

● さまざまな医療現場に対応するバリエーション

● 2種類のチューブデザイン (ストレートタイプとスパイラルタイプ)


* スパイラルタイプは手術室、ICU、クリーンルームなどベッド回りを広げたい場合に適しています。

また、伸縮自在のため、動きのある患者さんへの薬剤投与にも最適です。


● 2種類のチューブ内径 (1.0mm と 1.5mm)

● ライン識別用カラークリップ (ストレートタイプのみ)

* 輸液ラインの識別などにご使用いただけます。



ストレートタイプ



スパイラルタイプ

ストレートタイプ

販売単位： 50本/箱

製品コード	規 格	プライミングボリューム
1155.01	内径 1.0mm × 外径 2.0mm 長さ 15cm	約 0.36 ml
1155.03	内径 1.0mm × 外径 2.0mm 長さ 30cm	約 0.49 ml
1155.05	内径 1.0mm × 外径 2.0mm 長さ 50cm	約 0.66 ml
1155.10	内径 1.0mm × 外径 2.0mm 長さ 100cm	約 1.1 ml
1155.15	内径 1.0mm × 外径 2.0mm 長さ 150cm	約 1.5 ml
1155.20	内径 1.0mm × 外径 2.0mm 長さ 200cm	約 2.0 ml
1159.01	内径 1.5mm × 外径 2.5mm 長さ 10cm	約 0.41 ml
1159.03	内径 1.5mm × 外径 2.5mm 長さ 30cm	約 0.74 ml
1159.05	内径 1.5mm × 外径 2.5mm 長さ 50cm	約 1.1 ml
1159.10	内径 1.5mm × 外径 2.5mm 長さ 100cm	約 1.9 ml
1159.15	内径 1.5mm × 外径 2.5mm 長さ 150cm	約 2.7 ml
1159.20	内径 1.5mm × 外径 2.5mm 長さ 200cm	約 3.6 ml

スパイラルタイプ

販売単位： 15本/箱

製品コード	規 格	プライミングボリューム
1155.60	内径 1.0mm × 外径 2.0mm 長さ 100cm	約 1.1 ml
1155.65	内径 1.0mm × 外径 2.0mm 長さ 150cm	約 1.5 ml
1155.70	内径 1.0mm × 外径 2.0mm 長さ 200cm	約 2.0 ml
1155.80	内径 1.0mm × 外径 2.0mm 長さ 300cm	約 2.8 ml
1155.90	内径 1.0mm × 外径 2.0mm 長さ 400cm	約 3.7 ml
1159.60	内径 1.5mm × 外径 2.5mm 長さ 100cm	約 1.9 ml
1159.65	内径 1.5mm × 外径 2.5mm 長さ 150cm	約 2.7 ml
1159.70	内径 1.5mm × 外径 2.5mm 長さ 200cm	約 3.6 ml
1159.80	内径 1.5mm × 外径 2.5mm 長さ 300cm	約 5.2 ml
1159.90	内径 1.5mm × 外径 2.5mm 長さ 400cm	約 6.9 ml

販売名：ビゴン レクトロ・キャス
医療機器届出番号：27B1X00117000006