

IV THERAPY  
Disposable tourniquet

シングルコースタイプ駆血帯

**Vene-K**

ヴェーネ-K



**VYGON**

Value Life

## Minimal Infection Risk

再利用されている駆血帯は、高い比率で血液や細菌性病原体に汚染されている<sup>(1)</sup>という報告があります。  
ヴェーネ-Kは、シングルユースタイプの駆血帯なので、交差感染のリスクの低減に貢献します。

(1) M Golder et al. 'Potential risk of cross-infection during peripheral-venous access by contamination of tourniquets', The Lancet, Volume 355, Issue 9197, Page 44, 1 January 2000.

## Maximal Comfort

患者と医療従事者の双方にやさしいデザインです。

- 
- 帯状のデザイン  
皮膚にかかる圧力が均等になり、患者様の不快感を軽減できます。
  - 柔らかいシリコンを採用  
ラテックスフリーの材質なので、ラテックスアレルギーから患者様と、医療従事者様を守ります。
  - クイックリリースボタンを採用  
結び目を作る事なく巻く事ができます。結び目による皮膚の巻き込みや損傷などを防止できます。片手ではずすことが可能です。
  - 締め過ぎに配慮したデザイン  
締め具合を観察しながら、段階的に巻くことができます。
  - 穿刺部の止血材料の固定にも利用できます。



製品はコンパクトな箱に一本ずつ入っています。切り離す手間がかからず、必要な時にすぐにご使用になれます。

### 巻き方



### はずし方



製品コード	販売単位
5805.01	100 本入 / 箱
5805.02	200 本入 / 箱

備考
成人用 シングルユースタイプ
小児用 シングルユースタイプ

\* 製品の色は印刷のため、実際とは多少異なります。  
\* 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。